



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec  
Králové  
Section C, File 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961  
Phone: 495 220 229, 495 220 394  
Fax: 495 220 154  
GSM gate: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

Rotary Evaporator Büchi Rotavapor R-300 M - B-305, SJ29/32, V,  
WB, 230V  
Order code: **2113.11R300151V011**



Information about product price on demand

Parameters

Brand, Manufacturer

Heating Bath

Büchi

B-305 (20 - 220°C, 5L)

Lift System	Manual
Standard Joint	SJ 29/32
Glass Assembly	Vertical (V)
Quantitative unit	ks

- Detailed description
- Glass Assembly vertical (V)
- Heating bath B-305 (20 - 220°C, 5L)
- Interface without vacuum controller, with Woulff bottle
- Lift system manual
- Without protective glass coating
- Standard Joint SJ 29/32

Rotační vakuové odparky **Rotavapor® R-300** lze zvolit v různých provedeních od základní rotační odparky až po plně automatizovaný odpařovací systém. Možnost nastavení standardních operačních postupů (SOP), záznam dat a grafické znázornění všech procesních dat zaručují vysokou míru reprodukovatelnosti.

Dva druhy topných lázní (v závislosti na zvoleném typu odparky):

- **B-301** - určena pro baňky objemu 1L a teplotu do 95°C, velmi krátká doba ohřevu
- **B-305** - určena pro větší baňky do 5L a teplotu do 220°C, pro širší rozsah aplikací

Oba typy lázní mají **displej se zobrazením teploty lázně, rychlosti rotace a pozice zdvihu.**

Do you want to print the page now?

Hide some parts of page before printing



Print partially

Print the page as you see it now




Print complete page

(this box will not be printed)

Edit before printing

Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.



Print!  Show hidden